

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS OBJETO DE DONACION

CONSECUTIVO INTERNO	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	LUGAR DE UBICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	LOTE O SERIAL	REFERENCIA O MODELO	MARCA	Término de recepción de solicitudes de donación		ESTADO DEL PROCESO	FECHA DE ENTREGA DE LA DONACION
									desde	hasta		
CL001	Tapabocas desechables	TAPABOCAS RESORTE BARRERA MICROBIANA	960 Unidades de tapabocas	N/D	Bodega de almacenamiento Invima	509019	N/A	CLAY	28-jul-20	12-ago-20	Recepcion de solicitudes	
CL001	Tapabocas desechables	TAPABOCAS AZUL CON RESORTE	315 Unidades de tapabocas	N/D	Bodega de almacenamiento Invima	819	N/A	CLAY	28-jul-20	21-ago-20	Recepcion de solicitudes	
MSDM001426	Congelador de plasma	Congelador de plasma vertical de doble puerta, volumen de almacenamiento 1447 lt, rango de temperatura - 30°C, con indicación de uso almacenamiento general, sangre, fluidos, tejidos corporales, productos y muestras biológicas, órganos partes de órganos, líquidos o gases.	1	N/D	Instalaciones del donatario	113339901170119	UFP5030A	THERMO SCIENTIFIC REVCO	22-dic-17	11-ene-18	Finalizado. Producto entregado en donación	24-abr-18
MSDM001426	Nevera refrigeradora	Nevera Refrigerador vertical de doble puerta, volumen de almacenamiento 1447 lt, rango de temperatura de 1 a 8°C, con indicación de uso almacenamiento general, sangre, fluidos, tejidos corporales, productos y muestras biológicas, órganos, partes de órganos, líquidos o gases.	1	N/D	Instalaciones del donatario	113340201170119	REB5004A	THERMO SCIENTIFIC REVCO	22-dic-17	11-ene-18	Finalizado. Producto entregado en donación	24-abr-18
MSDM001514	Refrigerador	Refrigerador vertical de doble puerta , con capacidad de 1586 litros, con rango de temperatura de 2 a 10 °C, con indicación de uso para el almacenamiento de sangre, fluidos, tejidos corporales, productos y muestras biológicas, órganos, partes de órganos, líquidos o gases	1	440 Kg	Instalaciones del donatario	2032347	HB256	HELMER	03-nov-17	21-nov-17	Finalizado. Producto entregado en donación	10-ene-18

N/D: No disponible

